



High Technology, inc.
SALES, SERVICE & CONSULTING

Автоматический биохимический анализатор

БИОСHEM FC-120

ПАСПОРТ



Паспорт **BioChem FC-120**

Содержание

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	3
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3
3. КОМПЛЕКТНОСТЬ	4
4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	5
5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ	6
6. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРИБОРА	7
7. СВЕДЕНИЯ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРИБРЕТЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	8
8. СВЕДЕНИЯ О ЗАКРЕПЛЕНИИ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ	9
9. СВЕДЕНИЯ О ГАРАНТИЙНОМ РЕМОНТЕ	10
10. УЧЁТ СВЕДЕНИЙ О ТЕКУЩЕМ РЕМОНТЕ	11
11. УЧЕТ СВЕДЕНИЙ О ПРОХОЖДЕНИИ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ПОВЕРКИ	12

Паспорт BioChem FC-120

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Данное оборудование внесено в Государственный реестр медицинской техники и изделий медицинского назначения Украины и разрешено для применения в медицинской практике.

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с «Руководством пользователя автоматического биохимического анализатора Biochem FC-120».

Настоящий «Паспорт» предназначен для ведения отметок о текущем и гарантийном ремонте прибора, а также учёте закрепления прибора за ответственными исполнителями.

Записи производятся ответственными лицами, чернилами. Все записи заверяются подписью или личной печатью ответственного лица.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

2.1. Основные технические характеристики

Производительность	100 фотометрических измерений в час
Объем пробы для исследования	от 2-45 мкл с шагом 0, 1 мкл
Управление	Встроенный компьютер с ЖК дисплеем, встроенный принтер.
Вес	45 кг
Габариты	64 x 48 x 51 см
Питание	220В, 350ВА;
Рабочая температура	20 – 30°C
Влажность	От 40% до 85%

2.2. Полные технические характеристики прибора приведены в «Руководстве пользователя автоматического биохимического анализатора Biochem FC-120» .

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование изделия	Кол-во
Автоматический биохимический анализатор НТИ BioChem FC-120	1 шт
Набор принадлежностей для автоматического биохимического анализатора BioChem FC-120:	
Реакционные кюветы (100 стрипов/уп.), FC-120	1 уп.
Лампа фотометра (12В, 20Вт)	1 шт.
Предохранитель (250В, 10А), FC-200	2 шт.
Чашечки для образцов (40/уп.)	1 уп.
Флакон для реагентов (25/уп.), большой	1 уп.
Флакон для реагентов (25/уп.), малый	1 уп.
Емкость для деионизированной воды с крышкой, датчиком и трубопроводом, 10 л	1 шт.
Емкость для слива с крышкой, датчиком и трубопроводом, 20 л	1 шт.
Штатив для образцов (11 шт/уп)	1 уп.
Бумага для термопринтера	1 шт.
Стилуc с держателем	1 шт.
Комплект клавиатура, мышь	1 шт.
Кабель питания 220В	1 шт.
Источник бесперебойного питания	1 шт.
Кабель заземления	1 шт.
Комплект эксплуатационной документации:	
Паспорт	1 экз.
Руководство пользователя на русском языке. FC-120	1 экз.
Руководство пользователя на английском языке. FC-120	1 экз.
Упаковка (тара)	1 шт.

Примечания:

1) Руководства по эксплуатации устройств, входящих в комплект поставки прибора, поставляются в составе этих устройств или могут входить как разделы в общее руководство по эксплуатации;

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1. Продавец гарантирует работоспособность оборудования, в течение одного года с момента реализации прибора, в соответствии с п.6 данного паспорта. В случае проведения мероприятий по установке оборудования **представителем авторизованной сервисной службы Продавца** или уполномоченным лицом (по письменному разрешению), гарантийный срок на проданное оборудование устанавливается в течение одного года с даты, указанной в п.7 данного паспорта.

4.2. В случае проведения пуско-наладочных работ **представителем авторизованной сервисной службы Продавца**, Покупатель не имеет права вскрывать заводскую упаковку без представителя компании Продавца.

4.3. В случае нарушения Покупателем целостности упаковки, гарантийных пломб, Продавец не несет ответственности за работу оборудования и снимает оборудование с гарантийного обслуживания.

4.4. Гарантия распространяется на любые неисправности, возникшие по вине завода изготовителя.

4.5. Гарантийный срок эксплуатации продлевается на время нахождения изделия в ремонте.

4.6. Продавец не гарантирует стабильную работоспособность лабораторного оборудования при использовании реагентов, отличных от тех, на которых была произведена установка прибора и обучение правилам эксплуатации персонала **представителем авторизованной сервисной службы Продавца**.

4.7. Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование и принадлежности в следующих случаях:

- Самостоятельная установка приобретенного оборудования без письменного разрешения Продавца
- Нарушение правил эксплуатации, указанных в Руководстве пользователя автоматического биохимического анализатора Biochem FC-120» .
- Наличие механических повреждений изделий и его принадлежностей
- Изменение конструкции или постороннего вмешательства не уполномоченным на это персоналом
- Использование неоригинальных устройств и комплектующих, а также расходных материалов без письменной рекомендации фирмы-изготовителя

Паспорт **BioChem FC-120**

- Проникновение внутрь оборудования жидкости, посторонних предметов, бытовых насекомых (мыши, тараканы, и т.д.)
- На расходные материалы и детали, имеющие естественный ограниченный срок службы (лампы, трубки, фильтры и т.д.)
- Повреждение изделия в результате пожара, наводнения, удара молнии и др.
- Отсутствие паспорта на приобретенное оборудование

4.8. Восстановление работоспособности оборудования, неисправность которого вызвана использованием неоригинальных расходных материалов, а также неаккуратными действиями пользователей, осуществляется за счёт владельца оборудования.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Автоматический биохимический анализатор BioChem FC-120

Заводской номер _____

проверен и признан годным к эксплуатации.

Ответственный за проверку

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

(дата проверки)

Паспорт **BioChem FC-120**

6. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРИБОРА

**Автоматический биохимический анализатор
BioChem FC-120**

Заводской номер _____

реализован

(наименование организации)

М.П.

(дата реализации)

(подпись продавца)

(расшифровка подписи)

Авторизованная сервисная служба:

03067, Украина, Киев, ул. Гарматная 6, оф. 2

E-mail: office@intermedica.com.ua

www.intermedica.com.ua

Тел/факс: (044) 501-21-72

Паспорт **BioChem FC-120**

**7. СВЕДЕНИЯ О ВВОДЕ ОБОРУДОВАНИЯ В
ЭКСПЛУАТАЦИЮ**

Дата ввода в эксплуатацию	Подпись сервисного инженера или уполномоченного лица, Ф.И.О.	Должность, Ф.И.О. ответственного за эксплуатацию	Подпись ответственного лица за эксплуатацию

8. СВЕДЕНИЯ О ЗАКРЕПЛЕНИИ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Должность, фамилия и инициалы	Основание, дата и номер документа		Подпись ответственно го лица
	Закрепление	Открепление	

9. СВЕДЕНИЯ О ГАРАНТИЙНОМ РЕМОНТЕ

Даты проведения/окончания ремонта	Причина ремонта	Содержание ремонта	Отметка сервисного центра

10. УЧЁТ СВЕДЕНИЙ О ТЕКУЩЕМ РЕМОНТЕ

Дата проведения ремонта	Причина ремонта	Содержание ремонта	Отметка сервисного центра

**11. УЧЁТ СВЕДЕНИЙ О ПРОХОЖДЕНИИ
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ПОВЕРКИ**

Дата проведения поверки	№ документа	Орган, проводивший поверку